

Рециркулятор бактерицидный Ферропласт РБ-18-Я-ФП 01

ФСР 2011/10223

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 90 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры
1105×150×150 мм

Ферропласт Медикал ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	90 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1105×150×150 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный Ферропласт РБ-18-Я-ФП 01 предназначен для обеззараживания воздуха помещений I-V категорий объемом до 75 м³ в том числе в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей.

Производительность: 90 м³/ч

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт (бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления)

- ☐ Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны 253.7 нм не менее 2 Вт/м²
- ☐ Цвет корпуса на выбор – серый, белый, желтый, сирень
- ☐ Срок службы ламп не менее 9000 часов
- ☐ Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток
- ☐ Корпус металлический, покрытый порошковой краской

Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы.

Размер: 1105×150×150 мм

Вес: 7.5 кг