

## Рециркулятор бактерицидный Ферропласт РБ-18-Я-ФП 02

ФСР 2011/10223

рециркулятор, настенный / передвижной,  
производительность 60 м³/ч, 2 лампы, 15 Вт, размеры  
685×140×130 мм

Ферропласт Медикал ООО, Россия



### Характеристики

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Тип                | рециркулятор            |
| Исполнение         | настенный / передвижной |
| Производительность | 60 м³/ч                 |
| Количество ламп    | 2 лампы                 |
| Мощность ламп      | 15 Вт                   |
| Размер             | 685×140×130 мм          |

### Описание

**Облучатель-рециркулятор УФ бактерицидный Ферропласт РБ-18-Я-ФП 02** предназначен для обеззараживания воздуха помещений II-V категорий объемом до 50 м³ в том числе в лечебно-профилактических учреждениях в присутствии и отсутствии людей.

**Производительность:** 90 м³/ч

**Бактерицидные лампы:** 2×30 Вт (бактерицидные ртутные безозоновые лампы низкого давления)

- ☐ Облученность от источника УФ-излучения на расстоянии 1 м на длине волны 253.7 нм не менее 1 Вт/м²
- ☐ Цвет корпуса на выбор – серый, белый, желтый, сирень
- ☐ Срок службы ламп не менее 9000 часов
- ☐ Время непрерывной работы рециркулятора не более 7 суток
- ☐ Корпус металлический, покрытый порошковой краской

Для изготовления ламп применяется специальное стекло, обладающее высоким коэффициентом пропускания бактерицидных ультрафиолетовых лучей, и одновременно поглощающее излучение ниже 200 нм, образующее из воздуха озон. Благодаря этому фиксируется предельно малое образование озона (в пределах ПДК), которое исчезает полностью приблизительно через 100 часов работы лампы.

**Размер:** 685×140×130 мм

**Вес:** 5.5 кг