

Рециркулятор бактерицидный Н-R-A120

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 300 м³/ч, 4 лампы, 15 Вт,
размеры 1065×290×140 мм

РБР трейд ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	300 м³/ч
Количество ламп	4 лампы
Мощность ламп	15 Вт
Размер	1065×290×140 мм

Описание

Бактерицидный рециркулятор воздуха Н-R-A120 предназначен для обеззараживания воздуха путем обработки воздушного потока ультрафиолетовым излучением в жилых, офисных, общественных и производственных помещениях, учебных заведениях, спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных центрах, группах общефизической подготовки, интернатах, профилакториях.

- Производительность:** 300 м³/час
- Площадь помещения:** до 150 м²
- Бактерицидная эффективность:** 95%
- Источник излучения:** 4 лампы 15 Вт (лампа T8, цоколь G13)
- Срок службы ламп:** 9000 часов

Подставка не входит в комплект и приобретается отдельно.



Размеры: 1065×290×140 мм