

Облучатель-рециркулятор воздуха КРОНТ Дезар-5

ФСР 2009/04140

рециркулятор, настенный, производительность 100 м³/ч, 5 ламп, 15 Вт, размеры 890×370×140 мм

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	5 ламп
Мощность ламп	15 Вт
Размер	890×370×140 мм

Описание

ДЕЗАР-5 (ОРУБН-3-5-Кронт) – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Предназначен для помещений I-V категорий. Обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99.9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.

Производительность: 100 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 5×15 Вт (ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы)

Отличие Дезар-5 и 7:

- Дезар-5 – настенная модель
- Дезар-7 – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора для рециркуляторов ДЕЗАР-5 не предусмотрена конструкцией. Эти рециркуляторы не могут устанавливаться на неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ртутные безозоновые ультрафиолетовые лампы мощностью 15 Вт типа: TUV 15W PHILIPS, или LTC15T8 (G15T8) LightTech, или PURITEC HNS 15W, HNS 15W G13, HNS 15W OFR OSRAM, или TIBERA UVC15W/G13 LEDVANCE.

Размеры: 890×370×140 мм

Маца: 7.5 кг