

## Облучатель-рециркулятор настенный КРОНТ Дезар-802

РЗН 2016/4142

рециркулятор, настенный, производительность 80 м³/ч, 2 лампы, 25 Вт, размеры 700×230×100 мм

КРОНТ-М АО, Россия



### Характеристики

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Тип                | рециркулятор   |
| Исполнение         | настенный      |
| Производительность | 80 м³/ч        |
| Количество ламп    | 2 лампы        |
| Мощность ламп      | 25 Вт          |
| Размер             | 700×230×100 мм |

### Описание

**ДЕЗАР-802** – облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный. Предназначен для помещений I-V категорий. Обеспечивает наивысшую степень дезинфекции (99.9%) и соответствует высочайшим требованиям, предъявляемым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых и реанимационных палатах, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.

**Производительность:** 80 м³/ч (эффективность 99.9%)

**Бактерицидные лампы:** 2×25 Вт

#### Отличие Дезар-802 и 802п:

- **Дезар-802** – настенная модель
- **Дезар-802п** – передвижная модель

Выполняются в одном и том же корпусе, имеют одни и те же технические и медико-биологические характеристики. Передвижная опора для рециркуляторов ДЕЗАР-802 не предусмотрена конструкцией. Эти рециркуляторы не могут устанавливаться на неоригинальные передвижные опоры.

□ В качестве источников излучения могут использоваться ТОЛЬКО бактерицидные ультрафиолетовые лампы мощностью 25 Вт типа Cnlight ZW25D12W-Z216 с бактерицидным потоком 6.6 Вт (цоколь E27).

**Размеры:** 700×230×100 мм

**Масса:** 3.5 кг