

Облучатель-рециркулятор ОБР-30/2-Мед ТеКо

РЗН 2018/7279

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 90 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры
250×132×1090 мм

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	90 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	250×132×1090 мм

Описание

ОБР-30/2-Мед ТеКо – бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа для обеззараживания воздуха. Подтвержденная эффективность 99.9% позволяет использовать рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещениях I-V категорий.

Производительность: 90 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 2×30 Вт (Philips / Osram)

Срок службы ламп: 9000 часов

Варианты исполнения:

- ☐ ОБР-30/2 Н – настенный
- ☐ ОБР-30/2 П – передвижной



Защитный экран

Защитный экран имеет запатентованное Мед ТеКо покрытие люминофором, которое преобразует энергию УФ-излучения в мягкий дневной свет, что дает возможность использовать облучатель в качестве светильника.

Дополнительная защита от УФ-излучения

Система защитных лабиринтов (светозэранирующие перегородки), используемая в конструкции, обеспечивает надежную защиту от излучения, что гарантирует безопасность эксплуатации.

Размеры: 250×132×1090 мм

Масса: 4.5 кг