

Облучатель-рециркулятор ОБР-30-Мед ТеКо

ФСР 2012/13558

рециркулятор, настольный, производительность 60 м³/ч, 1 лампа, 30 Вт, размеры 102×96×1058 мм

Мед ТеКо ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настольный
Производительность	60 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	30 Вт
Размер	102×96×1058 мм

Описание

ОБР-30-Мед ТеКо – бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа с одной безозоновой бактерицидной лампой для обеззараживания воздуха. Подтвержденная эффективность 99.9% позволяет использовать рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещениях I-V категорий.

Производительность: 60 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×30 Вт (Philips / Osram)

Срок службы ламп: 9000 часов

• **Защитный экран**

Защитный экран имеет запатентованное Мед ТеКо покрытие люминофором, которое преобразует энергию УФ-излучения в мягкий дневной свет, что дает возможность использовать облучатель в качестве светильника.

• **Дополнительная защита от УФ-излучения**

Система защитных лабиринтов (светозащитные перегородки), используемая в конструкции, обеспечивает надежную защиту от излучения, что гарантирует безопасность эксплуатации.

Размеры: 102×96×605 мм

Масса: 1 кг