

Рециркулятор Biosan UVR-M

ФСЗ 2008/01793

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 14 м³/ч, 1 лампа, 25 Вт, размеры
110×135×660 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	14 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	25 Вт
Размер	110×135×660 мм

Описание

Принцип **проточного бактерицидного рециркулятора воздуха UVR-M** основан на постоянной, активной циркуляции воздуха через камеру рециркулятора в непосредственной близости от УФ-ламп, обеспечивая максимальную эффективность дезинфекции. Кроме того, благодаря наличию зеркальной внутренней поверхности в камере рециркулятора, ультрафиолетовые лучи многократно отражаются, увеличивая плотность УФ излучения и, следовательно, усиливая эффект обеззараживания.

Варианты исполнения:

- ☐ Для настенного размещения
- ☐ На передвижном штативе

Преимущества:

- Прибор состоит из УФ-лампы, вентиляторного блока с антипылевыми фильтрами и блока управления, установленных в пластиковом корпусе
- Идеально подходит для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках
- УФ излучение уничтожает болезнетворные вирусы, бактерии и грибки, находящиеся в воздухе, что делает рециркуляторы высокоэффективным средством в борьбе с болезнями, передающимися воздушно-капельным путём
- Обеспечивают полную защиту от воздействия прямого УФ-излучения
- Озон не образуется благодаря использованию безозоновых УФ-ламп
- Прост в установке, эксплуатации и обслуживании, бесшумен в работе