

Рециркулятор Biosan UVR-Mi

ФСЗ 2008/01793

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 14 м³/час, 2 лампы, 25 Вт,
размеры 110×135×660 мм

Biosan SIA, Латвия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	14 м³/час
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	25 Вт
Размер	110×135×660 мм

Описание

Бактерицидные рециркуляторы воздуха Biosan UVR-Mi идеально подходят для обеззараживания воздуха в больницах (особенно в приёмных отделениях, операционных комнатах, родовых залах и т. д.), детских садах, исследовательских лабораториях, ветеринарных клиниках.

Источник излучения: безозонная бактерицидная УФ лампа

Мощность лампы: 25 Вт

Количество ламп: 2 шт.

Особенности рециркулятора UVR-Mi:

- Рециркулятор закрытого типа, полная защита от воздействия прямого УФ-излучения
- Эффективность очистки за один цикл при непрерывной работе – 90%
- Детекция неисправности ламп
- Режим автоматического включения / выключения рециркуляции
- Размещение лампы настенное / передвижное (аксессуар)
- ЖК-дисплей

Габариты: 110×135×660 мм

Вес: 3.4 кг