

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Сибэст-200С

РЗН 2018/6791

рециркулятор, настенный / передвижной,
производительность 200 м³/ч, 4 лампы, 30 Вт,
размеры 450×140×1080 мм

СИБЭСТ ООО, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный / передвижной
Производительность	200 м³/ч
Количество ламп	4 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	450×140×1080 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Сибэст-200 С предназначен для обеззараживания воздуха жилых, офисных помещений, лечебно-профилактических учреждений, салонов красоты, фитнес-центров, школьных и дошкольных учебных заведений, и других помещений в присутствии людей.

Производительность: 200 м³/час – при 99.9% или 280 м³/час – при 99%

Бактерицидные лампы: 4×30 Вт

Размеры: 450×140×1080 мм

Вес: 19.5 кг

Варианты исполнения:

- Настенный
- Передвижной (передвижная платформа приобретается отдельно)

Особенности Сибэст-200С:

- Корпус из металла высокого качества с покрытием полимерной порошковой краской. Он более ударопрочный, покрытие не разрушается под воздействием УФ-излучения и не подвержено образованию коррозии.
- Рециркулятор допускается очищать любыми дезинфектантами.
- Уникальная решетка на 100% исключает попадание УФ-излучения наружу и делает рециркулятор безопасным для людей, животных и растений.

- Настенные рециркуляторы имеют два варианта крепления горизонтально и вертикально, что экономит место в помещении. Располагайте прибор над входной дверью, над окном, над шкафом.
- В аппаратах установлены качественные Европейские лампы с длительным сроком службы – 9000 часов. При корректном режиме работы оборудования лампа может прослужить 2-2.5 года.
- Есть счётчик времени наработки бактерицидных ламп.
- Оповещает о проведении профилактических работ каждые 500 часов.