

Рециркулятор воздуха Армед AirCube 115 S

РЗН 2021/14047

рециркулятор, настольный, производительность 30 м³/ч, 1 лампа, 15 Вт, размеры 353×115×115 мм

НПЦ МТ Армед, Россия



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настольный
Производительность	30 м³/ч
Количество ламп	1 лампа
Мощность ламп	15 Вт
Размер	353×115×115 мм

Описание

Облучатель-рециркулятор бактерицидный Армед AirCube 115 S – компактный и стильный рециркулятор, оснащен ультрафиолетовой лампой U-образной формы. Корпус из прочного АБС-пластика белого цвета имеет универсальное лаконичное оформление, поэтому прибор впишется в любой интерьер. Армед 115 S практически бесшумный, оснащен индикатором включения и поставляется со стойкой для установки на горизонтальных поверхностях.

Производительность: 30 м³/ч (эффективность 99.9%)

Бактерицидные лампы: 1×15 Вт (цоколь 2G11)

Категории помещений: I, II, III, IV, V