

## Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/95 ПН(Э)

РЗН 2016/3899

рециркулятор, передвижной, производительность 400 м³/ч, 2 лампы, 95 Вт, размеры 1035×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



### Характеристики

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Тип                | рециркулятор    |
| Исполнение         | передвижной     |
| Производительность | 400 м³/ч        |
| Количество ламп    | 2 лампы         |
| Мощность ламп      | 95 Вт           |
| Размер             | 1035×325×135 мм |

### Описание

**Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/95 ПН(Э)** предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Уникальный прибор большой производительности с электронным пуско-регулирующим устройством (ЭПРА).

☐ Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

**Производительность:** 400 м³/ч

**Источник излучения:** 2×95 Вт (УФ лампы 2G11)

**Срок службы ламп:** 9000 часов

- ☐ На передвижном штативе, 4 легковорачивающиеся колесные опоры, две из которых с тормозом
- ☐ Счетчик отработанного времени ламп
- ☐ Компактные лампы нового поколения с увеличенным бактерицидным потоком.
- ☐ Высокая степень обеззараживания воздуха (до 99 %) достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока
- ☐ 2 вентилятора и противопыльный фильтр