

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 04/32 ПН(Э)

РЗН 2016/3899

рециркулятор, передвижной, производительность 300 м³/ч, 4 лампы, 40 Вт, размеры 1300 ×500×500 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	передвижной
Производительность	300 м³/ч
Количество ламп	4 лампы
Мощность ламп	40 Вт
Размер	1300 ×500×500 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 04/32 ПН(Э) предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Уникальный прибор большой производительности с электронным пуско-регулирующим устройством (ЭПРА).

☐ Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 400 м³/ч

Источник излучения: 4×40 Вт

Срок службы ламп: 9000 часов

- ☐ На передвижном штативе, 4 легкоповорачиваемые колесные опоры, две из которых с тормозом
- ☐ Счетчик отработанного времени ламп
- ☐ Компактные лампы нового поколения с увеличенным бактерицидным потоком.
- ☐ Высокая степень обеззараживания воздуха (до 99 %) достигается оптимальным соотношением мощности бактерицидного потока ламп и скорости прохождения воздушного потока
- ☐ 2 вентилятора и противопыльный фильтр