

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/30

РЗН 2016/3899

рециркулятор, настенный, производительность 100 м³/ч, 2 лампы, 30 Вт, размеры 1035×325×135 мм

Ультрамедтех ЗАО, Беларусь



Характеристики

Тип	рециркулятор
Исполнение	настенный
Производительность	100 м³/ч
Количество ламп	2 лампы
Мощность ламп	30 Вт
Размер	1035×325×135 мм

Описание

Рециркулятор воздуха бактерицидный УМТ РВБ 02/30 предназначен для обеззараживания воздуха и предотвращения распространения инфекций передающихся воздушно-капельным путём. Применяется как в медицинских, так и жилых помещениях, в школах, детских садах, спортивно-оздоровительных комплексах и др. Имеет электронное пуско-регулирующее устройство (ЭПРА).

☐ Безопасен при эксплуатации В ПРИСУТСТВИИ людей

Производительность: 100 м³/ч при эффективности 99.9% (150 м³/ч при 95%)

Источник излучения: 2×30 Вт (УФ лампы T8 G13)

Срок службы ламп: 9000 часов

Рециркулятор может быть выполнен со следующими функциями:

- Ф – с фильтром для защиты ламп от пыли
- О – с отражателем для повышения эффективности на 30%
- С – со счетчиком наработки ламп
- Т – с таймером для ограничения времени работы рециркулятора
- Фк – с фотокаталитическим фильтром для повышения бактерицидной эффективности, устранения запахов и вредных паров
- ПН – со штативом для передвижения рециркулятора