

Ревизионный модульный эндопротез Link MP

РЗН 2013/1198

система эндопротезов, ревизионное
эндопротезирование, фиксация бесцементная /
цементная, материал титан, реконструкционная

Waldemar Link GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вид	система эндопротезов
Эндопротезирование	ревизионное
Фиксация	бесцементная / цементная
Материал	титан
Реконструкционная	Да

Дополнительные характеристики

Ревизионный модульный эндопротез Link MP используется при замещении нестабильного первичного эндопротеза тазобедренного сустава, в случае обширных костных дефектов в проксимальной области бедра, не позволяющих установить первичный эндопротез. Система позволяет подобрать компоненты под анатомические особенности конкретного пациента, учитывая длину конечности, латерализацию и антеверсию.

Эндопротез Link MP состоит из: модулей системы, головки эндопротеза, ножки эндопротеза, проксимальной части с конусом, спейсеров для коррекции длины и стягивающего винта.

Фиксация:

- цементная
- бесцементная

Свойства эндопротеза Link MP:

- Дистальная бесцементная фиксация.
- Коническая форма ножки для надёжной фиксации.
- Ротационная стабильность благодаря продольным рёбрам.
- Изгиб 3° в проксимальной области для более удобной установки в канале и ротационной стабильности.
- Микропористое напыление с дополнительным напылением кальций-фосфат для ускоренной костной интеграции.
- Латерализация и интраоперационная коррекция антеверсии с помощью проксимальных сегментов.
- Интраоперационная коррекция длины конечности до 30 мм с помощью спейсеров.
- Головки эндопротеза из сплава кобальт-хром-молибден и керамики Biolox delta.
- Простая пошаговая техника операции, удобный специализированный инструментарий.