

Резервуар Medtronic Paradigm MMT-326A

РЗН 2019/8094

резервуар, объем 1.8 мм

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	резервуар
Объем резервуара	1.8 мл

Описание

Резервуар Paradigm MMT-326A представляет собой специальную одноразовую емкость для набора инсулина. Резервуар с инсулином устанавливается в инсулиновую помпу серии Paradigm, которая обеспечивает дозированное подкожное введения инсулина пациенту. Объем - 1,8 мл (180 единиц U-100 инсулина). Цилиндр, поршень, стопор изготовлены из полипропилена. Съемная защита из полипропилена. Цвет — прозрачный.