

Резервуар Medtronic Paradigm MMT-332A

РЗН 2019/8094
резервуар, объем 3 мм
Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	резервуар
Объем резервуара	3 мл

Описание

Резервуар Paradigm MMT-332A представляет собой специальную одноразовую емкость для набора инсулина. Резервуар с инсулином устанавливается в инсулиновую помпу серии Paradigm, которая обеспечивает дозированное подкожное введения инсулина пациенту. Объем - 3,0 мл (300 единиц U-100 инсулина). Цилиндр, поршень, стопор изготовлены из полипропилена. Съемная защита из полипропилена. Цвет — прозрачный. Дает Вам возможность сохранить образцы настроек инсулина, чтобы Вы могли сэкономить время, настраивая прибор для каждого пациента.