

Резонатор ЭНУ 12-293 для аппарата Искра-1

ФСР 2009/06047

комплектующее, частота импульсов заполнения 110 кГц, вес 0.25 кг

Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры ОАО, Россия



Характеристики

Назначение	гинекология / дерматология / неврология / кардиология / проктология / отоларингология / стоматология
Комплектующие	Да
Частота импульсов заполнения	110 кГц
Вес	0.25 кг

Описание

Резонатор ЭНУ 12-293 – это штатный держатель для электродов аппаратов Искра-1, Искра 4 АмД, Искра 4 АмДГ, УльтраДар-ЭМА-Н при проведении физиотерапевтических процедур в кабинетах физиотерапии и в домашних условиях.

Состав резонатора ЭНУ 12-293:

- держатель электродов со специальным гнездом для электродов
- сетевой кабель с вилкой для стационарного блока (длина шнура – 145 см)

Технические характеристики:

- частота колебаний: 110 кГц
- вес - 250 г
- размеры: длина – 21 см, диаметр – 3.5 см