

Ристоцетин (для агрегации тромбоцитов) / Ristocetin, кат. № 5199

ФСЗ 2011/11270

система открытая, исследование функции  
тромбоцитов, объем 7500 мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Система              | открытая                                                                      |
| Параметр определения | исследование функции тромбоцитов                                              |
| Назначение           | определение активности фактора Виллебранда                                    |
| Объем                | 7500 мкл                                                                      |
| Фасовка              | ристоцетин для агрегации тромбоцитов / Ristocetin (10 мг/мл) – 5 шт. × 1.5 мл |

Описание

Тест-система «**Ристоцетин** / Ristocetin» используется вместе с лиофилизированными тромбоцитами для количественного определения активности фактора Виллебранда в плазме.