

Роботизированная система Kinetrac KNX-7000

ФСЗ 2010/08542

вытяжение, 2500×680×700 мм

HanMed, Южная Корея




Характеристики

Процедуры	вытяжение
Вытяжение	позвоночника
Тип вытяжения	переменное / постоянное
Регулировка	электропривод
Масса	100 кг
Размеры	2500×680×700 мм

Дополнительные характеристики

Kinetrac KNX-7000 – роботизированная декомпрессионная система для лечения заболеваний всех отделов позвоночника, коррекции осанки и мышц за счёт терапии растягивания мышц и декомпрессии межпозвонковых дисков. Во время процесса декомпрессии на экран выводится трехмерное изображение, и врач может контролировать процесс и при необходимости вручную вносить корректировки в программу лечения.



Помимо растяжения межпозвонковых дисков аппарат стимулирует мышечный каркас, снимает мышечные спазмы, восстанавливает равновесие сил, воздействующих на позвоночный столб. В итоге промежутки между дисками увеличиваются, давая возможность свободному проникновению крови, а значит улучшается питание тканей. Это препятствует преждевременному износу дисков.

Возможности Kinetrac KNX-7000:

- Вытяжение позвоночника по трем направлениям, стимуляция мышечного каркаса
- Полностью безболезненная процедура
- Трехмерное изображение процесса декомпрессии
- Интермитирующий или постоянный режим вытяжения
- Автоматический подбор лечения на основании индивидуальных данных о болезни
- Маркер для автоматического нацеливания на проблемную зону

- Контроль лечебного процесса в реальном времени
- Комбинирование автоматического и ручного режима
- Автоматическое определение проблемной зоны
- Встроенная база данных, автоматическое опознание пациента, контроль состояния, сравнение показателей
- Воспроизведение аудио

Аппарат выявляет:

- фасеточный болевой синдром
- межпозвонковые грыжи
- остеохондроз
- сколиоз
- искривления позвоночника
- стеноз
- мышечно-тонический синдром
- дегенеративно-дистрофические патологии позвоночника
- спондилоартроз
- корешковый болевой синдром

Технические характеристики

Размеры стола	2500×680×700 мм
Вес стола	100 кг
Коммутационный блок	560×600×1000 мм
Вес блока	50 кг
Электропитание	220 В, 60Гц, 400 Вт