

Рукоять ларингоскопа Surgicon средняя фиброоптическая

РЗН 2015/3121

рукоятка, тип фиброоптический, многоразовый,
рукоятка средняя, питание аккумуляторное, лампа
ксенон, напряжение 3.5 В

Surgicon Ltd., Пакистан



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	3.5 В