

Рукоять ларингоскопа Surgicon средняя традиционная

РЗН 2015/3121

рукоятка, тип традиционный, многоразовый, рукоятка
средняя, питание батарейечное, напряжение 2.5 В

Surgicon Ltd., Пакистан



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	традиционный
Применение	многоразовый
Материал	нержавеющая сталь

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батарейечное
Напряжение	2.5 В