

Рукав компрессионный для голени Белпа-мед 1501

ФСЗ 2010/06347

для нижних конечностей, материал хлопок / латекс /
полиэфир, цвет белый

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Назначение	для нижних конечностей
Материал	хлопок / латекс / полиэфир
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Изготовлен из эластичной воздухопроницаемой ткани. Высокое содержание хлопка исключает появление аллергических реакций. Удобен в использовании, незаметен под одеждой. Мягко фиксирует голень. Оказывает согревающее действие. Уменьшает болевые ощущения.