

Рукав компрессионный локтевой Белпа-мед

ФСЗ 2010/06347

повязка, для верхних конечностей, материал хлопок / латекс / полиэфир, цвет белый

Белпа-мед ООО, Беларусь



Характеристики

Тип	повязка
Назначение	для верхних конечностей
Материал	хлопок / латекс / полиэфир
Цвет	белый

Дополнительные характеристики

Мягко фиксирует локтевой сустав. Оказывает согревающее действие. Осуществляет легкую компрессию локтевого сустава и околосуставных тканей. Уменьшает болевые ощущения. Оказывает микромассажное и согревающее действие. Показания: частичные повреждения связок и ушибы; воспалительные заболевания локтевого сустава (в комплексном лечении); хронические послеоперационные и посттравматические тендиниты и тендовагиниты предплечья, эпикондилиты; период реабилитации после травм, операций и жесткой иммобилизации. Особенности: изготовлен из эластичного материала с высоким содержанием хлопка (74%), не вызывает аллергических реакций и раздражения кожи; универсален, подходит как для левой, так и для правой руки.