

Рукоять ларингоскопа Vygon Safescope средняя фиброоптическая

ФСЗ 2012/12876

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка средняя, питание батарейное, лампа ксенон

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	батарейное
Тип лампы	ксенон

Дополнительные характеристики

Стандартная рукоятка для использования с батареями LR 14 (x2) (батареи не входят в комплект): для пациентов нормальной комплекции

Многоразовая рукоятка ларингоскопа с ксеноновой лампой, для использования во время процедуры интубации. Рукоятка полностью водонепроницаема, дезинфицируется погружением в раствор антисептика. После извлечения батареи и лампы может быть подвергнута автоклавированию.

Данная рукоятка может быть использована только с одноразовыми клинками Vygon.