

Рукоять ларингоскопа Vygon Safescope короткая
фиброоптическая

ФСЗ 2012/12876

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка короткая,
питание батарейное, лампа ксенон

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический

Рукоятка

Размер рукоятки	короткая
Питание рукоятки	батарейное
Тип лампы	ксенон

Дополнительные характеристики

Короткая рукоятка для использования с батареями LR 6 (x2) (батареи не входят в комплект): для пациентов с ожирением, короткой и беременных женщин.

Многоразовая рукоятка ларингоскопа с ксеноновой лампой, для использования во время процедуры интубации.

Рукоятка полностью водонепроницаема, дезинфицируется погружением в раствор антисептика.

После извлечения батареи и лампы может быть подвергнута автоклавированию.

Данная рукоятка может быть использована только с одноразовыми клинками Vygon.