

Рукоять ларингоскопа Vygon Safescope тонкая фиброоптическая

ФСЗ 2012/12876

рукоятка, тип фиброоптический, рукоятка тонкая,
питание батарейное, лампа ксенон

Vygon S.A., Франция



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический

Рукоятка

Размер рукоятки	тонкая
Питание рукоятки	батарейное
Тип лампы	ксенон

Дополнительные характеристики

Тонкая ручка для использования с батареями LR (x2) (Батареи не входят в комплект): только для педиатрического использования.

Многоразовая рукоятка ларингоскопа с ксеноновой лампой, для использования во время процедуры интубации. Рукоятка полностью водонепроницаема, дезинфицируется погружением в раствор антисептика. После извлечения батареи и лампы может быть подвергнута автоклавированию.

Данная рукоятка может быть использована только с одноразовыми клинками Vygon.