

Рукоять ларингоскопа Riester средняя аккумуляторная

ФСЗ 2010/08453

рукоятка, тип фиброоптический, многоразовый,
рукоятка средняя, питание аккумуляторное, лампа
ксенон, напряжение 3.5 В

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Вид	рукоятка
Тип ларингоскопа	фиброоптический
Применение	многоразовый

Рукоятка

Размер рукоятки	средняя
Питание рукоятки	аккумуляторное
Тип лампы	ксенон
Напряжение	3.5 В