

Рулоны для стерилизации Клинипак со складкой

ФСР 2011/12874

рулон, со складкой, термосвариваемый, ПАР / ЭО /
ФОРМ / РАД, стерильность 5 лет, размеры 75-400 мм
× 100 м, бумага и пленка

КЛИНИПАК ООО, Россия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	со складкой
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	75-400 мм × 100 м
Материал	бумага и пленка

Описание

Рулоны для стерилизации Клинипак со складкой являются комбинированной упаковкой для стерилизации, состоящей из многослойной полимерной пленки голубого цвета (прозрачная сторона) и специальной влагостойкой медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона), соединенных между собой термошвом.

Боковые складки обеспечивают возможность размещения объемных инструментов или наборов.

Назначение

Рулоны со складкой Клинипак предназначены для изготовления пакетов для последующей стерилизации инструментов и медицинских изделий паровым, газовым (окисью этилена, формальдегидом) и радиационными методами как по отдельности, так и небольшими комплектами. Запечатывание пакетов осуществляется с помощью термосваривающего аппарата.

Срок стерильности: 5 лет

Срок годности: 5 лет

- ☐Простерилизованные пакеты, изготовленные из рулонов, вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии
- ☐Термошов, состоящий из трех параллельных направляющих, обеспечивает упаковке абсолютную прочность
- ☐Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение

☐ Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента