

Рулоны для стерилизации Винар СтериТ комбинированные со складкой

РЭН 2013/110

рулон, со складкой, термосвариваемый, ПАР / ВОЗД /
ЭО / ФОРМ / РАД, размеры 30-600 мм × 10-200 м,
комбинированный материал

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	со складкой
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ВОЗД / ЭО / ФОРМ / РАД
Размеры	30-600 мм × 10-200 м
Материал	комбинированный материал

Описание

Рулоны для стерилизации Винар СтериТ комбинированные со складкой для паровой, этиленоксидной, пароформальдегидной и радиационной стерилизации. Легко проникаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов. Обеспечивают надёжный барьер и сохранение стерильности после стерилизации.

Характеристики:

- ☐ Сохраняют прочность и целостность во время и после стерилизации
- ☐ На поверхности рулона нанесены индикаторы 1 класса (ПАР, ФОРМ, ЭО), позволяющие отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- ☐ Имеют широкий диапазон типоразмеров
- ☐ Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 11607-2011, EN 868
- ☐ Срок сохранения стерильности – до 5 лет
- ☐ Гарантийный срок годности – 5 лет