

Рулоны для стерилизации Клинипак Tyvek плоские

ФСР 2011/12874

рулон, плоский, термосвариваемый, ЭО / ПЕР /
ФОРМ, стерильность 5 лет, размеры 50-400 мм × 70
м, Tyvek

КЛИНИПАК ООО, Россия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ЭО / ПЕР / ФОРМ
Срок стерильности	5 лет
Размеры	50-400 мм × 70 м
Материал	Tyvek

Описание

Рулоны для стерилизации Клинипак Tyvek плоские изготовлены из волокон полиэтилена, чрезвычайно прочного на разрыв, обладающего превосходными барьерными свойствами, минимальной адсорбцией стерилизационных газов и высочайшим уровнем антибактериальной защиты. Индикаторы стерилизации выполнены химически обработанными чернилами.

Рулоны плоские Клинипак Tyvek являются комбинированной упаковкой для стерилизации, состоящей из многослойной полимерной пленки (прозрачная сторона) в сочетании с нетканым материалом Tyvek (непрозрачная сторона).

Назначение

Рулоны плоские Клинипак Tyvek применяются для изготовления пакетов для последующей стерилизации инструментов и медицинских изделий в среде паров перекиси водорода в сочетании с ее низкотемпературной плазмой, паровым, газовым (окисью этилена, формальдегидом) и радиационными методами. Запечатывание изготовленных пакетов осуществляется с помощью термосваривающего аппарата.

Срок стерильности: 5 лет

Срок годности: 5 лет

☐Простерилизованные пакеты, изготовленные из рулонов, вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии

- Термошов, состоящий из трех параллельных направляющих, обеспечивает упаковке абсолютную прочность
- Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение
- Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента