

Рулоны для стерилизации PMS Steripack плоские

ФСЗ 2009/04352

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО /
ФОРМ, размеры 50-500 мм × 200 м, медицинская
бумага и пленка

PMS Tibbi Cihazlar Teknolojisi, Турция



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ
Размеры	50-500 мм × 200 м
Материал	медицинская бумага и пленка

Описание

Рулоны для стерилизации PMS Steripack плоские – термосвариваемые стерилизационные рулоны в качестве упаковочного материала для стерилизации, обеспечивают надежную защиту медицинского устройства от загрязнения бактериями со времени стерилизации до использования стерильного медицинского устройства. Широкий диапазон стандартных размеров позволяют оптимально выбирать упаковку правильного размера для каждого предмета.

Материал: прозрачная многослойная пленка сополимера PET / PP и бумага медицинского назначения

- ☐ Усиленная пленка во избежание разрыва во время открытия
- ☐ Превосходный барьер с медицинской бумагой 60 г/м² или 70 г/м²
- ☐ Понятное и точное изменение цвета индикатора
- ☐ Отсутствие разрывов, волокон и гарантия стерильности
- ☐ Тройное уплотнение для более высокой целостности упаковки
- ☐ Индикатор для формальдегида доступен по запросу

Кат. №	Размеры	В упаковке
FL05200	50 мм × 200 м	12 шт.
FL75200	75 мм × 200 м	8 шт.
FL10200	100 мм × 200 м	6 шт.
FL15200	150 мм × 200 м	4 шт.
FL20200	200 мм × 200 м	4 шт.
FL25200	250 мм × 200 м	2 шт.
FL30200	300 мм × 200 м	2 шт.
FL35200	350 мм × 200 м	2 шт.
FL40200	400 мм × 200 м	2 шт.
FL50200	500 мм × 200 м	2 шт.