

Рулоны для стерилизации Винар СтериТ Tyvek со складкой

РЗН 2013/17

рулон, со складкой, термосвариваемый, ЭО,  
стерильность 1 год, размеры 30-800 мм × 20-500 м,  
Tyvek

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Вид               | рулон                |
| Форма             | со складкой          |
| Термосвариваемый  | Да                   |
| Стерилизация      | ЭО                   |
| Срок стерильности | 1 год                |
| Размеры           | 30-800 мм × 20-500 м |
| Материал          | Tyvek                |

Описание

**Рулоны для стерилизации СтериТ Tyvek со складкой** предназначены для стерилизации с использованием паров перекиси водорода. Легко проницаемы для соответствующего стерилизующего агента, в закрытом виде непроницаемы для микроорганизмов, сохраняют целостность после стерилизации соответствующим методом.

**Материал:** Tyvek и прозрачная многослойная пленки

- ☐ На внешней стороне пакетов нанесен индикаторов 1 класса, позволяющий отличить простерилизованные изделия от нестерилизованных
- ☐ Широкий диапазон типоразмеров
- ☐ Срок сохранения стерильности – 1 год
- ☐ Гарантийный срок годности – 5 лет