

Рулоны для стерилизации Клинипак плоские

ФСР 2011/12874

рулон, плоский, термосвариваемый, ПАР / ЭО / ФОРМ / РАД, стерильность 5 лет, размеры 50-400 мм × 200 м, бумага и пленка

КЛИНИПАК ООО, Россия



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПАР / ЭО / ФОРМ / РАД
Срок стерильности	5 лет
Размеры	50-400 мм × 200 м
Материал	бумага и пленка

Описание

Рулоны для стерилизации Клинипак плоские являются комбинированной упаковкой для стерилизации, состоящей из многослойной полимерной пленки голубого цвета (прозрачная сторона) и специальной влагостойкой медицинской бумаги белого цвета (непрозрачная сторона), соединенных между собой термошвом.

Назначение

Рулоны плоские Клинипак предназначены для изготовления пакетов для последующей стерилизации инструментов и медицинских изделий паровым, газовым (окисью этилена, формальдегидом) и радиационными методами как по отдельности, так и небольшими комплектами. Запечатывание изготовленных пакетов осуществляется с помощью термосваривающего аппарата.

Срок стерильности: 5 лет

Срок годности: 5 лет

- ☐Простерилизованные пакеты, изготовленные из рулонов, вскрываются идеально чисто, без отслаивания ворсинок, что не нарушает стерильность вложения при вскрытии
- ☐Термошов, состоящий из трех параллельных направляющих, обеспечивает упаковке абсолютную прочность
- ☐Прозрачная пленка позволяет легко идентифицировать вложение
- ☐Все надписи нанесены вне зоны укладки инструмента