

Рулоны для стерилизации Matopat Tyvek

рулон, плоский, термосвариваемый, ПЕР, размеры 50-650 мм × 70 / 100 м, Tyvek

TZMO S.A., Польша



Характеристики

Вид	рулон
Форма	плоский
Термосвариваемый	Да
Стерилизация	ПЕР
Размеры	50-650 мм × 70 / 100 м
Материал	Tyvek

Описание

Рулоны для стерилизации Matopat Tyvek предназначены для плазменной стерилизации (пары перекиси Н₂О₂). Они созданы из материалов самого высокого качества, не содержащих целлюлозы. Упаковка состоит из прозрачной пленки и белого синтетического материала Tyvek.

Tyvek – это очень прочный материал, изготовленный из волокон высокой плотности, связанных между собой посредством высокой температуры и давления. Tyvek не содержит никаких видов клея, связующих веществ и иных чужеродных материалов.

Размеры:

- 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 мм × **70 м**
- 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 375 / 400 / 420 / 500 / 650 мм × **100 м**

- ☐ Возможность эффективной и легкой упаковки
- ☐ Является отличным барьером для микроорганизмов
- ☐ Очень прочный материал, устойчив к разрывам и проколам
- ☐ Сварной шов состоит из нескольких отдельных полос, что обеспечивает его высокую прочность
- ☐ Лёгкое беспылевое отделение пленки от бумаги снижают риск повреждения упаковки при вскрытии и риск попадания пыли на стерильное содержимое упаковки
- ☐ Наличие индикатора плазменной стерилизации, реагирующего при контакте со стимулирующим агентом Н₂О₂ (пары перекиси), который изменяет цвет на желтый после процесса стерилизации