

Салфетка марлевая Лента стерильная / нестерильная

ФСЗ 2010/07455

без рентгеноконтрастной нити, стерильно /
нестерильно, размер 50 × 75 мм / 75 × 50 мм / 75 × 75
мм / 75 × 100 мм / 100 × 100 мм / 100 × 150 мм / 100 ×
200 мм

Лента ОАО, Беларусь



Характеристики

Рентгеноконтрастная нить	без рентгеноконтрастной нити
Стерильность	стерильно / нестерильно
Размер	50 × 75 мм / 75 × 50 мм / 75 × 75 мм / 75 × 100 мм / 100 × 100 мм / 100 × 150 мм / 100 × 200 мм