

Салфетка влажная медицинская прединъекционная с лекарственным средством «Этанол антисептический»

пропитка спиртовая, размеры 60×90 мм, в упаковке 1 шт, локтевые сгибы 2 мин, инъекционное поле 1 мин, операционное поле 2 мин

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Характеристики

Пропитка	спиртовая
Состав	спирт этиловый высшей очистки 96%об
Размеры	60×90 мм
Количество в упаковке	1 шт
Срок годности	3 года

Режимы

Обработка локтевых сгибов доноров	2 мин
Обработка инъекционного поля	1 мин
Обработка операционного поля	2 мин