

Салфетка влажная медицинская «Септоцид-Синерджи»

пропитка спиртовая, размеры 60×90 / 115×110 / 175×135 мм, в упаковке 1 шт, локтевые сгибы 2 мин, инъекционное поле 1 мин, операционное поле 2 мин, обработка рук 30 сек

БелАсептика ЗАО, Беларусь



Характеристики

Пропитка	спиртовая
Состав	Септоцид-Синерджи
Размеры	60×90 / 115×110 / 175×135 мм
Количество в упаковке	1 шт
Срок годности	3 года

Режимы

Обработка локтевых сгибов доноров	2 мин
Обработка инъекционного поля	1 мин
Обработка операционного поля	2 мин
Обработка рук	30 сек
Обработка перчаток	30 сек