

Салфетки дезинфицирующие Септарм

СГР RU.77.99.88.002.Е.002720.07.21

в контейнере / в мягкой полимерной упаковке,
пропитанные дезсредством, материал нетканый,
количество салфеток 1 / 80 / 120 шт.

Стеримед ООО, Россия



Характеристики

Исполнение	в контейнере / в мягкой полимерной упаковке
Форма выпуска	пропитанные дезсредством
Материал салфеток	нетканый
Количество в упаковке	1 / 80 / 120 шт.

Дополнительные характеристики

Дезинфицирующие салфетки Септарм – быстрая дезинфекция от 20 секунд. Белые салфетки из нетканого безворсового материала для однократного применения, пропитанные спиртовым раствором.

Состав пропитки: в качестве пропитки используется антисептик Септарм (2-пропанол, 1-пропанол, хлоргексидин биглюконат)

Срок годности: 3 года (после вскрытия – 6 месяцев)

Назначение:

- гигиеническая обработка рук (20 сек)
- обработка рук хирургов (2 мин)
- обработка локтевых сгибов доноров (1 мин)
- обработка инъекционного (20 сек) и операционного поля (1 мин)
- обработка ступней ног и внутренней поверхности обуви
- первичное снятие загрязнений
- дезинфекция различных твердых поверхностей

Антимикробная активность

Широкая противобактериальная активность против большинства патогенных и условно-патогенных грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая M.terrae, возбудителей ООИ, ВБИ, легионеллез; широкая противовирусная активность), грибковые инфекций (кандидозы и трихофитии, плесневые грибы).

Формат выпуска салфеток Септарм

	Септарм 80 шт.
	Септарм 120 шт.
	Септарм 135×185 мм
	Септарм 60×100 мм
	Септарм 35×70 мм