

Салфетки марлевые Ривекс с рентгеноконтрастной нитью

РЗН 2017/6108

с рентгеноконтрастной нитью, стерильно /
нестерильно, размер 50 × 50 мм / 50 × 75 мм / 50 × 100
мм / 75 × 50 мм / 75 × 75 мм / 75 × 100 мм / 100 × 100
мм / 100 × 200 мм, количество сложений 8 / 12 / 16 / 32

Ривекс ООО, Беларусь



Характеристики

Рентгеноконтрастная нить	с рентгеноконтрастной нитью
Стерильность	стерильно / нестерильно
Размер	50 × 50 мм / 50 × 75 мм / 50 × 100 мм / 75 × 50 мм / 75 × 75 мм / 75 × 100 мм / 100 × 100 мм / 100 × 200 мм
Количество сложений	8 / 12 / 16 / 32

Дополнительные характеристики

Салфетки Ривекс с рентгеноконтрастной нитью предназначены для остановки кровотечений и обработки ран, для удерживания и отведения органов и тканей тела, для возможности быстрого и не инвазивного обнаружения заражения в случае, если перевязочный материал стал его источником.
Размеры: 16x14 и 45x29 - 1-слойные или 2-слойные.
Остальные размеры: на 8 / 12 / 16 / 32 сложения.