

Сенсор Medtronic Enlite MMT-7008A

РЗН 2013/785

глюкозный сенсор

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	глюкозный сенсор
-----	------------------

Описание

Сенсор Medtronic Enlite MMT-7008 – надежный и компактный сенсор с улучшенными функциями, призванными обеспечить максимальный комфорт в использовании.

Сенсор Enlite – это компонент системы непрерывного мониторинга глюкозы (НМГ). Система НМГ состоит из сенсора, трансмиттера и инсулиновой помпы. В зависимости от модели инсулиновой помпы комплектация системы НМГ будет отличаться.

Совместим с инсулиновыми помпами Medtronic MMT-722, MMT-754, MMT-522, MMT-554, MiniMed 640G, а также с приборами для непрерывного мониторинга уровня глюкозы Guardian и iPro2.

Особенности

- Компактный и гибкий сенсор.
- Улучшенный пластырь для предотвращения раздражения кожи.
- Надежное соединение сенсора с трансмиттером, что позволяет снизить риск перебоев в передаче данных.
- Установка всего одним нажатием клавиши с помощью удобного сертера Enlite Sertex.
- Скрытая игла во время установки.
- 90-градусный угол установки.