

Сенсор Medtronic Guardian Sensor 3 MMT-7020

РЗН 2021/14585

глюкозный сенсор

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	глюкозный сенсор
-----	------------------

Описание

Сенсор Guardian 3 (MMT-7020) – сенсор третьего поколения компании Medtronic. Благодаря своему размеру (не больше обычной монеты) и иголки микроразмера, которая вводится под кожу, удерживается на теле человека при помощи липкой подложки и обеспечивает непрерывный мониторинг уровня сахара, позволяя своему владельцу поддерживать привычный стиль жизни.

Преимущества сенсора Guardian 3:

- До 7 дней непрерывной работы сенсора
- Прост в установке и характеризуется ускоренным запуском
- Новый дизайн сенсора позволяет устройству двигаться синхронно с телом, что обеспечивает максимальный комфорт
- Постоянный контроль значений глюкозы
- Сенсор Guardian 3 удобен для ношения и может быть закреплён на животе, ягодицах или на тыльной стороне руки

Совместим с помпами Medtronic 630G, 640G и 670G, также с системой непрерывного мониторинга глюкозы Guardian Connect.