

Сетка хирургическая Optomesh

ФСЗ 2008/01 702

лечение грыж / укрепление передней брюшной стенки,
полипропилен, от 50х60 мм до 300х300 мм

Tricomed S.A., Польша



Характеристики

Назначение	лечение грыж / укрепление передней брюшной стенки
Характеристика материала	полипропилен
Размеры	от 50х60 мм до 300х300 мм



Описание

Нерассасывающиеся сетки полипропиленовые хирургические **Optomesh** изготавливаются техникой вязания из прозрачной и голубой, одноволоконной (монофиламентной) полипропиленовой пряжи.

Сетки хирургические Optomesh предназначены для реконструктивных операций в целях восполнения и/или укрепления дефектов мягких тканей в случае брюшных грыж:

- первичных и рецидивов;
- послеоперационных (вентральных);
- паховых и бедренных ;
- пупочных;
- белой линии живота;
- с большими воротами.

Предлагаются в двух видах:

THINLIGHT	MACROPORE
тонкая, легкая сетка со стандартным размером пор	лёгкая сетка с крупными порами (поверхность ок. 4 мм ²)
	
ThinLight, MacroPore	MacroPore с ориентировочными линиями
