


Диагностический реагент Dialab Щелочная фосфатаза mod. IFCC

ФСЗ 2009/05840

реагенты, система открытая, ферменты, щелочная фосфатаза, метод определения колориметрический, кинетический, объем 25 мл

DIALAB, Австрия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	ферменты
Параметр определения	щелочная фосфатаза
Метод	колориметрический, кинетический
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови
Объем	25 мл
Состав набора	R1: 4×25 ml R2: 1×25 ml

Дополнительные характеристики

Щелочная фосфатаза, Alkaline Phosphatase, mod. IFCC

Диагностический реагент для количественного определения в сыворотке или плазме крови человека.

Метод теста - колориметрический, кинетический.