


Щипцы артроскопические с защитой от перегрузки КА 340, 3.4 мм

ФСЗ 2009/05784

щипцы артроскопические , диаметр 3.4 мм, профиль прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45° , с усилением, эргономическая рукоятка

Nopa instruments Medizintechnik GmbH, Германия



Характеристики

Вид	щипцы артроскопические
Диаметр наконечника	3.4 мм мм
Профиль	прямой / изогнут вверх на 7° / изогнут вверх на 15° / изогнут вправо на 30° / изогнут влево на 30° / изогнут вправо на 45°
С усилением	Да
Эргономическая рукоятка	Да