

Щипцы биопсийные круглые к гибким эндоскопам для канала 2.0 мм Щ-130 кр

ФСР 2011/10758

диаметр канала 2.0 / 2.8 / 3.7 мм, длина 17.5 см,  
зубчатые бранши

Производство точной медицинской техники ООО,  
Россия



Характеристики

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Диаметр канала    | 2.0 / 2.8 / 3.7 мм |
| Длина инструмента | 17.5 см            |
| Бранши            | зубчатые           |

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.  
Длина рабочей части: от 100 мм до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии ТУ без изменения стоимости инструмента