

Щипцы биопсийные с иглой к гибким эндоскопам Ц-119-2

ФСР 2011/10758

диаметр канала 2.0 / 2.8 мм, овальные бранши, с иглой

Производство точной медицинской техники ООО, Россия



Характеристики

Диаметр канала	2.0 / 2.8 мм
Бранши	овальные
С иглой	Да

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.
Длина рабочей части: от 100 мм до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии ТУ без изменения стоимости инструмента