

Щипцы биопсийные зубчатые типа «Крокодил» к гибким
эндоскопам Щ-126-2

ФСР 2011/10758

диаметр канала 2.0 / 2.8 мм, зубчатые бранши

Производство точной медицинской техники ООО,
Россия



Характеристики

Диаметр канала	2.0 / 2.8 мм
Бранши	зубчатые

Дополнительные характеристики

Инструменты совместимы с эндоскопическим оборудованием: Olympus, Pentax, Fujinon и аппаратами высокочастотной хирургии.
Длина рабочей части: от 100 мм до 3500 мм может изменяться по согласованию с заказчиком в соответствии
ТУ без изменения стоимости инструмента