

Учебный симулятор ШЭЛЛ для ультразвуковой диагностики

аппаратный комплекс / торс, для ультразвуковой
диагностики, размер 60×60×140 мм, вес 35 кг

Schallware GmbH, Германия



Характеристики

Тип	аппаратный комплекс / торс
Назначение	для ультразвуковой диагностики
Размер	60×60×140 мм
Вес	35 кг

Дополнительные характеристики

Учебный симулятор ультразвуковой диагностики предназначен для симуляции и демонстрации различных состояний пациентов и обучения ультразвуковой диагностике. Поставляется в комплекте с тренажерным торсом взрослого человека, имитаторами ультразвуковых датчиков и тематическими модулями. Более подробно в разделе Документация.