

Шина абдукционная плечевого сустава ORTEX 09

ФСЗ 2010/08004

ортез / шина, для верхних конечностей, фиксация
застежка контакт / фастекс, размер от запястья до
плеча - 400 - 460 мм

Ortex spol. s.r.o., Чехия



Характеристики

Вид	ортез / шина
Назначение	для верхних конечностей
Фиксация	застежка контакт / фастекс
Материал	дюралюминий / текстиль
Размер	от запястья до плеча - 400 - 460 мм

Дополнительные характеристики

Показания: ORTEX 09 используется для лечения травм плечевых связок, напр. верхнего конца и головки плечевой кости, при лечении ограничения подвижности плечевого сустава. Для перестановки шины по росту пациента необходимо подтянуть гибко уложенный аретационный штифт, оконченный кружком. Подобным образом проводится регулировка угла локтевого сустава.

Область применения: ортопедия, травматология, нейрохирургия, хирургия, реабилитация.

Противопоказания: при локальных дерматитах и гнойничковых инфекциях кожи.

Материалы: Все элементы опорной конструкции абдукционной шины произведены из легкого, но достаточно прочного металла (дюралюминия). Части абдукционной шины, соприкасающиеся с кожей пациента, обтянуты гигиенически безвредным материалом. Фиксаторные ремни, плечевые и реберные пелоты изготовлены из достаточно прочного, "дышащего" текстиля.

Советы по уходу: бережная ручная стирка при +40° C без отжима. Изделия с текстильными застежками нужно стирать застегнутыми.

Шина изготавливается универсальной для левой и правой руки.